



**TERAPIE FISICHE PER  
DERMATOFUNZIONALE  
FISIOESTETICA  
LIPEDEMA**



**Siamo con Voi dal 1958 e la nostra filosofia è rimasta la stessa:**

**“Mantenere un dialogo con i Clienti, offrire Qualità ed Efficienza. Meritare la fiducia è la premessa importante, non solo per garantire un ottimo servizio, ma soprattutto per dare il meglio al giusto prezzo. Il nostro obiettivo è farvi ottenere più di quello che desiderate!”**



**TOP QUALITY MED®** dispositivi che soddisfano i più elevati standard qualitativi e prestazionali, l'eccellenza è per noi un punto di partenza. I dispositivi sono realizzati in vera sinergia con i professionisti anche per garantire Top prestazioni: sviluppo, design, metodiche, applicazioni, combinazioni, manualità e sicurezza, nulla è lasciato al caso.

**TOP QUALITY MED® più valore per il Tuo successo**

TERAPIE FISICHE PER:  
DERMATOFUNZIONALE  
FISIOESTETICA  
LIPEDEMA

## **STAR CRYO T-SHOCK SOUNDWAVES**

ShockTermicoDinamico, Crioterapia, Termoterapia, Ultrasuono

## **STAR CRYO T-SHOCK C+4**

ShockTermicoDinamico, Crioterapia, Termoterapia

## **FISIOWARM 7.0** tecarterapia

## **STAR WAVE** onde d'urto

## **BIOSTIM** impulsi em alta intensità 3 Tesla

## **TOWER SOUND** ultrasuono

## **Q7** ecografo



LA SODDISFAZIONE  
DEI NOSTRI CLIENTI  
PRIMA DI TUTTO



SHOCK TERMICO DINAMICO

## STAR CRYO T-SHOCK SOUNDWAVES

Innovativo dispositivo medico che permette di erogare **molteplici componenti terapeutici**:

- **SHOCK TERMICO DINAMICO**
- **ULTRASUONO MultyWaves**
- **CRIOTERAPIA**
- **TERMOTERAPIA**
- **BIOSTIMOLAZIONE**

### SUBITO EFFICACE

STAR CRYO T-SHOCK 4.0, alternando fasi di **crioterapia e termoterapia nella stessa sessione**, migliora il drenaggio, riduce l'edema, riduce il deposito di grasso e stimola il tessuto connettivo. CRYO T-SHOCK esegue un'azione più complessa della sola crioterapia, questo per entrare in contatto con i diversi strati di tessuto ed aumentare la produzione di collagene, migliorare l'aspetto, la consistenza e l'elasticità della pelle.

### EFFICACIA DIMOSTRATA

CRYO T-SHOCK 4.0, premiato da una giuria multidisciplinare durante la rassegna Gicare a Parigi per innovazione terapeutica e tecnologica introdotta, segna di fatto un balzo in avanti nell'utilizzo dei processi termocinetici.







## STAR CRYO T-SHOCK SOUNDWAVES

Shock Termico Dinamico + Onde Ultrasonore

**SHOCK TERMICO DINAMICO**  
**ULTRASUONO**  
**CRIOterapia**  
**TERMOTERAPIA**  
**BIOSTIMOLAZIONE**

La combinazione vincente ed efficace nel campo della terapia fisica, dolore, ortopedia, riabilitazione, fisioestetica, medicina estetica e nel trattamento delle patologie del benessere psico-fisico.

**Shock Termico Dinamico** + 41° - 10°

**SoundWaves** Power max 15 W

**Ultrasound focus MultiWaves**

per definire la profondità di trattamento

STAR CRYO T-SHOCK 4.0 è in grado di trasferire flussi di calore e crioterapia, alternando fasi di vasocostrizione e vasodilatazione in modo dinamico e controllato, con monitoraggio in tempo reale delle temperature erogate, per garantire **efficacia e sicurezza**. Lo shock termico stimola le risposte termoregolatrici del corpo e del drenaggio,



SHOCK TERMICO DINAMICO



**SHOCK TERMICO DINAMICO  
CRIOTERAPIA  
TERMOTERAPIA  
BIOSTIMOLAZIONE**

**Applicatore manuale-dinamico  
+  
4 Applicatori statici**

### **STAR CRYO T-SHOCK C+4**

- ✓ *n. 1 applicatore Manuale viso e corpo*
- ✓ *n. 4 applicatori statici con fasce*
- ✓ *Shock Termico Dinamico*
- ✓ *Termoterapia +41°*
- ✓ *Crioterapia -18°*
- ✓ *Biostimolazione*
- ✓ *Applicatore per trattamento viso e corpo*
- ✓ *CMS riduttore per piccole aree e viso*
- ✓ *Touch control-Plus 10.1"*
- ✓ *Guida -Programmi predefiniti*
- ✓ *Memorie libere*
- ✓ *Data-base pazienti*
- ✓ *Carrello STAR*
- ✓ *Kit Fisioterapia 4.0*

SHOCK TERMICO DINAMICO



SHOCK TERMICO DINAMICO

## STAR CRYO T-SHOCK C+4


STAR CRYO T-SHOCK 4.0, alternando fasi di **crioterapia e termoterapia nella stessa sessione**, migliora il drenaggio, riduce l'edema, riduce il deposito di grasso e stimola il tessuto connettivo. CRYO T-SHOCK esegue un'azione più complessa della sola crioterapia, questo per entrare in contatto con i diversi strati di tessuto ed aumentare la produzione di collagene, migliorare l'aspetto, la consistenza e l'elasticità della pelle.



**SUBITO EFFICACE**

**TRATTAMENTI VISO  
TRATTAMENTI CORPO**

**ANTI-AGE  
APOPTOSI E TONIFICAZIONE  
DERMATOFUNZIONALE  
FAT REMOVAL  
PATOLOGIE DELLA CELLULITE  
RASSODAMENTO  
SMAGLIATURE  
TESSUTO CONNETTIVO**











# FISIOWARM 7.0

## FISIOWARM 7.0 400

Carrello FW attrezzato  
2 cassette, 1 riscaldato

Fisiowarm APP e iPad

Potenza max 400 W

Emissione Tecar:  
Continua  
Sensitive  
Atermia 1 / 2 / 3  
SUPERPULSATA

Frequenza operativa:  
da 300kHz a 1MHz

Frequenza a scelta:  
n. 700 frequenze

Frequenza preimpostata:  
300, 400, 450, 500 kHz,  
1MHz

AUTO Scan Freq.  
scansione automatica

### OPERATIVITÀ TECAR:

Unipolare Cap e Res  
Unipolare Atermia  
Unipolare SUPERPULSATA  
Bipolare Cap  
Bipolare Aesthetic  
Bipolare Res Profile  
Neuro Dinamico  
Statico Automatico  
Fascial Full - IASTM  
Unipointer  
Intimity

### Dotazione:

iPAD  
Carrello FW attrezzato  
Kit Unipolare Cap e Res  
Kit Bipolare Cap  
Bipolare Res Profile  
Crema tecar  
Istruzione e Formazione

Accessori utilizzabili:  
tutta la gamma

Garanzia fino a 6 anni



FISIOWARM 7.0 400



# FISIOWARM 7.0



**70** now CIV  
pain OFF

**LA TECARTERAPIA DEFINITIVA**

**LA PIÙ EFFICACE**

**LA PIÙ FACILE DA USARE**

**LA PIÙ SICURA**

**MOLINARI**  
ELETTROMEDICALI

**LA TECARTERAPIA DEFINITIVA:**  
400W Power Cap. / Res.  
700 FREQUENZE  
Multifunzionale  
45+ ACCESSORI



**LA PIÙ SICURA**

**SAFE**  
LOW VOLTAGE  
CAPACITIVE



**LA PIÙ COMPLETA**

**MOLINARI**  
ELETTROMEDICALI

**YURI**

**40+ ACCESSORI**

**MOLINARI**  
ELETTROMEDICALI  
dal 1958

**TOP  
QUALITY  
MED**

[www.molinarielettromedicali.it](http://www.molinarielettromedicali.it)





## STAR WAVE

**ONDE D'URTO erogazione con 2 Terminali:**  
 profondità di erogazione fino a 7cm  
 - LF terminale large focus  
 - DRY terminale evo unfocused

Dispositivo di ultima generazione che permette di utilizzare il corretto modo di erogazione secondo la patologia.

Utilizzato in fisioterapia, medicina estetica, dermatofunzionale, ortopedia e urologia.

# TOP erogazione



### CASI CLINICI



**1** 150 calcificazioni  
210 tendiniti  
**74% POSITIVI**

**2** 78> epicondiliti ed epitrocleiti  
**75% POSITIVI**

**3** 48 pubalgie  
24 SII  
**94% POSITIVI**

**4** 15 rizoartrosi  
33 dito a scatto  
**71% POSITIVI**

**5** 48> tendiniti  
**84% POSITIVI**

**6** 84 tendinosi achilleo  
51 fasciti plantari  
**87% POSITIVI**

# ONDE D'URTO





# STAR WAVE Focused

Studiato e testato con i migliori professionisti, STAR WAVE Focused è un dispositivo innovativo ed efficace per discipline sanitarie altamente specializzate. Offre programmi ed applicatori adeguati, in grado di ottenere il meglio, rispettando il comfort dell'operatore, la sicurezza, le esigenze del paziente e l'igiene.

## ESWT INNOVAZIONE ED EFFICACIA

STAR WAVE Focused può essere dotato di 2 diversi applicatori:

**ONDA D'URTO LF e/o ONDA D'URTO Dry**

## SOLUZIONE PERMANENTE E NON INVASIVA TERAPIA AD ONDE D'URTO EXTRACORPOREE

*Oltre 100 Programmi dedicati  
per il trattamento delle patologie*

- ✓ Medicina Estetica
- ✓ Medicina dello Sport
- ✓ Terapia Fisica
- ✓ Ortopedia
- ✓ Urologia – Andrologia

## APPLICATORE FOCALIZZATO COPERTO DA BREVETTO

STAR WAVE Focused è dotato di un applicatore "brevettato" in grado di rilasciare onde d'urto focalizzate. Ai laboratori è stata affidata l'analisi delle modalità delle capacità di emissione; appositi simulacri dei principali tessuti cellulari (tendine, muscoli e ossa) sono stati utilizzati per testare la propagazione dell'onda d'urto confutandone il fuoco.



### STAR WAVE FOCUSED 4.0 Plus

- ✓ Prestazioni eccellenti e potenziate
- ✓ Dispositivo SWT di ultima generazione
- ✓ Energia regolabile
- ✓ Frequenza regolabile fino a 22Hz
- ✓ Monitor Touch Control Plus 10"
- ✓ Controlli flussi di Energia
- ✓ Software completo per le diverse patologie:
- ✓ Fisioterapia, Medicina Estetica, Medicina Sportiva, Ortopedia, Urologia - Andrologia
- ✓ Dispositivo con **Carrello Star**
- ✓ **Kit Sanità-Fisioterapia 4.0**
- ✓ Direttiva medica – IMQ – CE0051

ONDE D'URTO



**BIOSTIM**



**3 Tesla  
Bio Electromagnetic Stimulation Therapy  
sistema induttivo elettromagnetico alta energia**



Utilizzato in fisioterapia, medicina estetica, dermatofunzionale, ortopedia, urologia.

cellulite, drenaggio, edema, rassodamento, slimming, tonificazione

Atrofia, borsite, dolori muscoloscheletrici, patologie infiammatorie, stimolazione muscolare, rinforzo, drenaggio, edemi, patologie acute e croniche, performance, resistenza

stimolazione pelvica, CPPS, ED, IPP





## BIOSTIM



- **Top power: 3 TESLA**
  - Monitor con TOUCH Control-Plus
  - Funzionamento Manuale – Fasi - Memorie libere - Data-Base pazienti - Patologie
  - Sensore termico su testina per lettura in tempo reale
  - Classe di Protezione 1 B - Dir. CEE 93/42 Classificazione IIa
- standard: 1 Braccio, 1 applicatore, cavo aliment., documenti e manuale.



# TOWER SOUND

## ULTRASUONO TERAPIA multifrequenza

- Ultrasuonoterapia 1+3 MHz
- Ultrasuonoterapia 1 MHz
- Ultrasuonoterapia 3 MHz

Ultrasuono terapia di nuova generazione potente ed efficace, gestito da microprocessore, ideale per trattamenti profondi e superficiali, fissi e a massaggio.

La disponibilità di un'unica testina per erogare multi frequenza consente all'operatore di gestire il trattamento in modo versatile.

TOWER SOUND è completo di Protocolli terapeutici



### CARATTERISTICHE principali

- Frequenza emissione 1 MHz, 3MHz, 1+3MHz
- Potenza max 15W = 3 W/cm<sup>2</sup> (Norme CEI 62-23)
- Emissione Continua e Pulsata  
duty-cycle 25% - 50% - 75%
- Frequenza di modulazione regolabile 10÷200 Hz
- PROTOCOLLI TERAPEUTICI pre-impostati
- MEMORIE LIBERE
- Real Time controllo del contatto Testina-Cute
- Direttiva medica 93/42/CEE - CE0051





**Q7**

## ECOGRAFIA > ALTA QUALITA' IMMAGINE

### n. 6 sonde – trasduttori collegabili

Sonda Lineare

Sonda Lineare piccola

Sonda Convex

Sonda Convex media

Sonda micro Convex

Sonda Endocavitaria



Q7-L1-IPAD = **ECOGRAFO + SONDA LINEARE + IPAD + TASTIERA**

- ✓ Modalità: B, M, 2B, THI, Color, Power Doppler, Doppler PW
- ✓ Tecnologie digitali come: Wide Angle Imaging, Compound Imaging, Panoramic Focus Technology, Color Doppler
- ✓ Sistema completo di preset dedicati ad applicazioni
- ✓ Dispone di pacchetti di misurazione
- ✓ Misure su immagini in freeze e immagini archiviate
- ✓ APP gratuita e compatibile Android, Windows, IOS0

Probe Image	Probe type	Model	Freq (MHZ)	Bandwidth (MHZ)	Radius/ Footprint	Application
	Convex& Cardiac	C5-2Fs	3.5	2-5	R50	Emergency Cardiac, Abdomen, OB/GYN, Urology, Lung
	Convex	C5-2Ks	3.5	2.5-5	R60	Abdomen, OB/GYN, Urology, Lung
	Linear	L11-4Ks	7.5	6-11	L40	Vascular, Small Parts, Breast, MSK, Nerve, Anesthesia
	Small Linear	L11-4Gs	8.0	6-11	L25	Nerve, Anesthesia, Vascular, Small Parts, Breast, MSK
	Micro-convex	C8-5Ks	6.5	5-8	R15	Neonatal Abdominal, Small Parts, Neonatal Cardiac
	Transvaginal	E10-4Ks	6.5	5-8.5	R10	Obstetrics/Gynecology, Urology, IVF, Pelvic







**TOP QUALITY MED®** dispositivi che soddisfano i più elevati standard qualitativi e prestazionali, l'eccellenza è per noi un punto di partenza.

**TOP QUALITY MED®** più valore per il Tuo successo



Dealer & Service



[www.molinarielettromedicali.it](http://www.molinarielettromedicali.it)  
[info@molinarielettromedicali.it](mailto:info@molinarielettromedicali.it)

Via A. Algardi, 4 - 40128 Bologna  
Tel. 051 368442 - Fax. 051 370958

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti sono indicative, non vincolanti e soggette a modifiche.