



CATA
LOGO

SPORT &
MEDICAZIONE



MOLINARI
ELETTROMEDICALI

dal 1958

WWW.MOLINARIELETTROMEDICALI.IT

**SPORT &
MEDICAZIONE**



BORSA - VALIGIA

con maniglie e tracolla

> Media cm 50x24x22h

> Grande cm 54x35x22h

ARNICA

CREME

CEROTTO

GARZE

GEL

GHIACCIO SECCO

GHIACCIO SPRAY

OLI

OSSIDO DI ZINCO

SIERO

BENDE

AUTOADESIVE

BENDE COESIVE

BENDE ELASTICHE

KINESIOLOGY TAPE

SALVAPELLE

TAPE

DISPOSITIVI MEDICI

DEFIBRILLATORE

FISIOTERAPIA





T486 CREAM

Crema conduttiva per Tecarterapia
Barattolo 1.000 ml

Prodotto per uso professionale, Trasferimento
Energetico Capacitivo e Resistivo, idrante e
elettroconduttiva.

Ideale anche per massaggio professionale

1 Scatola = 12 Barattoli 1,000ml + Erogatore

Non contiene paraffina, Non contiene Parabeni
Non contiene derivati del petrolio



CREMA
MASSAGGIO



OLI ESSENZIALI:
DRENANTE
RILASSANTE
TONIFICANTE
TERMOATTIVO



OLIO
MASSAGGIO



ARNICA
GEL 30% 50ml



GEL
1,000 ml
5,000 ml



ARNICA
GEL



SIERI:
JALURONICO
COLLAGENE
DNA
VITAMINICO

KINESIOLOGY TAPE

il migliore di sempre



C+I Kinesiology Tape

5mt x 5cm Cotone e ottima adesività

Disponibile in 8 colori:

Nero, Blu, Viola, Verde, Rosa, Arancione,
Giallo, Beige-pelle

a-m Kinesi Tape

5mt x 5cm Cotone e forte adesività

Disponibile in 5 colori:

Nero, Blu, Verde, Rosa, Beige-pelle



BENDA
ELASTICA
ADESIVA FORTE
6 8 10 cm



TAPE
2,5 3,8 5 cm



BENDA
ELASTICA
COESIVA



SALVAPELLE



SACCHETTO
FREDDO - CALDO



BENDA
OSSIDO DI ZINCO



GHIACCIO
SECCO
ISTANTANEO



GHIACCIO SPRAY
400 ml



CEROTTO TNT
ADESIVO



MEDICAZIONE
ADESIVA IN
STRISCIA



GARZE
STERILI



MEDICAZIONE
ALGINATO DI
CALCIO



CEROTTO
IN TNT



CEROTTO
SU SETA





DSNFEZONE



ECG



DEFIBRILLATORE
ADULTO E PEDIATRICO





DIATECAR Evo
Tecarterapia

**WE ♥
TECARTERAPIA
EVOLUTA**



**TRC
TECARTERAPIA
EVOLUTA®**

Diatecar Evo rinnova la tradizione di successo.

Nuovo design, Monitor a Colori, funzioni di prestigio, erogazione di Tecarterapia in modo Unipolare, Bipolare, Auto, Continuo e Modulato
Tear Active Rehab

**DIATECAR Evo Plus
PH16ST1**

Potenza TecarCAP. 300W

Potenza TecarRES. 300W

Modalità:

UNIPOLARE CAPACITIVO

UNIPOLARE RESISTIVO

MODULATA

BIPOLARE

AUTO Continuo

AUTO Modulata

**DIATECAR Evo
PH16ST1**

Potenza TecarCAP. 300W

Potenza TecarRES. 300W

Modalità:

UNIPOLARE CAPACITIVO

UNIPOLARE RESISTIVO

MODULATA

**CRIOterapia - IPertermia
SHOCK TERMICO DINAMICO
BIOSIMOLAZIONE**



STAR CRYO TSHOCK

**CRIOterapia
IPertermia
SHOCK TERMICO
BIOSIMOLAZIONE**



STAR CRYO T-SHOCK

**Crioterapia -18°
Ipertermia +41°
Shock Termico
Dinamico
Biostimolazione**

Efficace in poche sedute
Feedback automatico
Tempi brevi di applicazione

Lo Shock Termico Dinamico così erogato è una forma di energia di provata efficacia biologica, viene somministrata e sottratta in modalità controllata e combinata, per una rapida risoluzione sul dolore e un veloce recupero funzionale. Ideale per Fisioestetica.

HC CRYO T-SHOCK

**Crioterapia -18°
Ipertermia +41°
Shock Termico Dinamico**

EXPERT OPERA



SISTEMA BREVETTATO



OPERA EXPERT

Onda d'Urto

ESWT Large Focus

Onda Urto di tipo focale

RSWT Unfocused

Onda Urto Radiale Evoluta

Potenza 0,48 mJ/mmq

Il massimo della categoria

Sistema con brevetto per Terapia Extracorporea a Onda d'Urto.

Dispositivo di nuova generazione con software avanzato, user friendly, potente ed efficace in molte patologie.

Grazie anche al doppio sistema di trasmissione, si è rivelato particolarmente efficace, l'operatore unisce i vantaggi di un sistema potente per Onde d'Urto con alta penetrazione e un elevato range di Energia.

HC SWT



HC SWT Unfocused

Onda d'Urto


RSWT Unfocused

Onda Urto Radiale Evoluta

Potenza 0,48 mJ/mmq

Il massimo della categoria

LASERTERAPIA NdYAG 1.064nm



HIGH IMPULSE LASER Laserterapia

Modi di emissione:

- CONTINUA
- PULSATA
- SUPERPULSATA
- TRIGGER POINT

Monitor Colori touch-screen
Tastiera soft-touch
Software user friendly
Protocolli e Memorie
Controllo della temperatura
Fibra ottica ad alta efficienza

Possibilità di utilizzo in modo **Manuale** con manipolo e in modo **Statico** Auto grazie al carrello completo di braccio e diffusore D. 12cm per diffusione su grandi superfici.



OPERA Fiber Nd:YAG 15

OPERA Fiber Nd:YAG

TOWER



TOWER é un concept innovativo con una console – interfaccia e la possibilità di utilizzare molteplici generatori terapeutici intercambiabili.
Il generatore può essere sostituito in pochi secondi!

TOWER

CRYO T-SHOCK

Crioterapia
Ipertermia
Shock Termico Dinamico

LASER

Laserterapia Alta Energia



TOWERSOUND

TOWER SOUND

Ultrasuonoterapia multi
frequenza 1 e 3 MHz
Nuovi modi di emissione

TRC

Tecarterapia con manipolo
Interactive probe

MAGNETO

Magnetoterapia BF 2 canali

STIM

Elettroterapia multifunzione
disponibile in 2 modelli





PC CONNECT



WWW.MOLINARIELETTROMEDICAL.IT

ASSISTENZA - SERVIZI



SERVIZIO CLIENTI

Informazioni
Consulenze
Depliant e Cataloghi
Corsi di Formazione
Workshop formativi
E-commerce
Vendita, Noleggio/Locazione operativa
Preventivi e Offerte personalizzate
Proposte per Gruppi di acquisto
Convenzioni con associazioni di categoria
MEICLOUD software tecnico gestione dispositivi



SERVIZI CLINICI & SERVIZI PER LA SICUREZZA

Assistenza Tecnica
Consulenza
Installazione
Collaudo
Istruzione
Verifica periodica Sicurezza Elettrica
Controlli Funzionali
Contratti personalizzati
Manutenzione
Riferimento- Elenco Dispositivi- Inventario
TSL Tecnico Sicurezza Laser



www.molinarielettromedicali.it

Via A. Algardi 4 40128 Bologna IT

Tel 051368442 Fax 051370958

info@molinarielettromedicali.it