



# PAVIMENTO PELVICO

## Valutazione Terapia Riabilitazione

INFO DISPOSITIVI EM

Dealer:

 **MOLINARI**<sup>®</sup>  
ELETTROMEDICALI  
dal 1958  
[www.molinarielettromedicali.it](http://www.molinarielettromedicali.it)



# Valutazione e Riabilitazione

---

EM Dispositivo Elettromedicale che l'operatore utilizza all'interno del percorso riabilitativo per migliorare numerosi aspetti:

diminuire il dolore, migliorare la percezione, la forza e l'elasticità dei tessuti.

Dispositivi più utilizzati:

**ECOGRAFO**

**BIOSTIM Sistema Magnetico Induttivo,**

**TECARTERAPIA multifrequenza e multifunzione,**

**SHOCK TERMICO DINAMICO - Crioterapia,**

**Elettrostimolazione, EMG - Biofeedback, Ultrasuoni**

# Riabilitazione del Pavimento Pelvico

- ✓ Prevenzione
- ✓ Esami e  
Valutazione
- ✓ Terapia  
Manuale
- ✓ Terapia  
Strumentale
- ✓ Rieducazione  
Esercizi


# Obiettivi

---

Le disfunzioni del pavimento pelvico devono essere affrontate in modo globale e multidisciplinare, tenendo conto anche delle relazioni funzionali con altri distretti corporei

- Esami - Valutazione
- Educazione
- Prevenzione
- Terapia Manuale
- Terapia Fisica
- Esercizi





# Terapia Strumentale e Pavimento Pelvico:

- ECOGRAFO
- BIOSTIM 3 Tesla
- TECAR
- CRYO T-SHOCK
- ELETTROTHERAPIA – TENS
- ULTRASUONI
- BIOFEEDBACK

# Q7 Ultrasound

## High Quality Image

✓ **n. 6 Sonde - Trasduttori collegabili:**

Sonda Lineare, Sonda Lineare piccola, Sonda Convex,  
 Sonda Convex media, Sonda micro Convex,  
 Sonda Endocavitaria - pelvico

✓ **Alta Qualità Immagine**

✓ Modalità: B, M, 2B, THI, Color, Power Doppler, Doppler PW

✓ Tecnologie digitali come: Wide Angle Imaging, Compound Imaging, Panoramic Focus Technology, Color Doppler

✓ Sistema completo di preset dedicati ad applicazioni

✓ Dispone di pacchetti di misurazione

✓ Misure su immagini in freeze e immagini archiviate

✓ Ecografo più leggero e comodo all'utilizzo

✓ Ecografo WiFi, veloce e con Immagine Alta Qualità

✓ APP gratuita e compatibile Android, Windows, IOS



**Multiple frequency probes**

Probe Image	Probe type	Model	Freq (MHZ)	Bandwidth (MHZ)	Radius/Footprint	Application
	Convex & Cardiac	C5-2Fs	3.5	2-5	R50	Emergency Cardiac, Abdomen, OB/GYN, Urology, Lung
	Convex	C5-2Ks	3.5	2.5-5	R60	Abdomen, OB/GYN, Urology, Lung
	Linear	L11-4Ks	7.5	6-11	L40	Vascular, Small Parts, Breast, MSK, Nerve, Anesthesia
	Small Linear	L11-4Gs	8.0	6-11	L25	Nerve, Anesthesia, Vascular, Small Parts, Breast, MSK
	Micro-convex	C8-5Ks	6.5	5-8	R15	Neonatal Abdominal, Small Parts, Neonatal Cardiac
	Transvaginal	E10-4Ks	6.5	5-8.5	R10	Obstetrics/Gynecology, Urology, IVF, Pelvic



# BIOSTIM da 3 Tesla

---

B.E.S.T.

Bio Electromagnetic Stimulation Therapy

Campo Induttivo ad Alta Intensità

- **Trattare le patologie dall'esterno  
con un trattamento comodo, profondo ed efficace**

Patologie pavimento pelvico:

Dolore

Incontinenza urinaria

Secchezza vaginale

Stimolazione

Disfunzione Erettile

Incontinenza fecale

# BIOSTIM

---

Il nuovo dispositivo, da 3 Tesla di potenza, viene utilizzato con successo per l'ampia versatilità.

**BIOSTIM** nel trattamento del Pavimento Pelvico è efficace in diverse patologie, si distingue per:

- Eseguire il trattamento dall'esterno
- raggiungere i tessuti profondi
- essere bene tollerato
- utilizzato su uomo e donna
- utilizzo in molteplici patologie
- il più potente e versatile del mercato
- facilità d'uso da parte dell'operatore





# TECAR TERAPIA


Tecar con funzioni ed accessori dedicati per il Pavimento Pelvico:

- Sonda Vaginale
- Sonda Anale - Vaginale stretta
- Sonda Vaginale Bipolare
- Elettrodi Bipolari
- Piastra Autoadesiva
- Sistema Octopus

La tecarterapia più evoluta e più accessoriata, che soddisfa gli operatori esperti!

- GEL INTIMITY 250ml
- CREMA TECAR 1.000ml

KIT OCTOPUS: 2 HUB collegamento +  
+ 8 elettrodi medi + 8 elettrodi piccoli  
+ 2 elettrodi grandi



# TECAR TERAPIA

TECAR TERAPIA ESEMPI DI SONDE E ACCESSORI

- SONDA VAGINALE
- SONDA ANALE – VAGINALE STRETTA
- SONDA BIPOLARE





# STAR CRYO T-SHOCK

SHOCK TERMICO DINAMICO  
CRIOterapia  
IPERtermica



Pavimento Pelvico:

Contrattura

Dolore

Diastasi addominale

Cicatrice

Dermatofunzionale - Tessuti esterni



# STAR CRYO T-SHOCK





# ULTRASUONI

Ultrasuono terapia di ultima generazione  
Patologia, programmi, Memorie

- Emissione 1 e 3 MHz
- Emissione Pulsata
- Emissione Multifrequenza
- Power max 3W/cm<sup>2</sup>

# ELETTROTHERAPIA + EMG

Dispositivo 2 Ch.

- 2 Ch Elettroterapia + Elettroterapia
- 2 Ch Elettroterapia + Biofeedback EMG
- 2 Ch Elettroterapia + Biofeedback pressorio
- 2 Ch Elettroterapia + TENS



# ELETTROTHERAPIA + EMG



Sonda vaginale



Sonda anale  
vaginale stretta




Sonda PerispheraU  
(a doppio canale)

# Pavimento Pelvico

---

TOP Quality MED:  
dispositivi che soddisfano i  
più elevati standard  
qualitativi, Top tecnologia e  
Top prestazioni:  
l'**eccellenza** deve essere un  
costante traguardo da  
raggiungere!



# Traguardi per il benessere

---

Il Fisioterapista esperto adotta il **migliore percorso** e **utilizza Top tecnologia** per raggiungere gli **obiettivi** prefissati, anche con la collaborazione **multidisciplinare** di altri **specialisti**.

La richiesta è il benessere!





Dispositivi  
&  
Servizi

- Apparecchi EM
- Arredi Sanitari
- Attrezzature per lo studio
- Assistenza Tecnica
- Servizi Clinici
- Istruzione, Corsi, Formazione

Dealer:



Tel 051368442

[info@molinarielettromedicali.it](mailto:info@molinarielettromedicali.it)

[WWW.MOLINARIELETTROMEDICALI.IT](http://WWW.MOLINARIELETTROMEDICALI.IT)

INFORMAZIONI rev.023E

Immagini e caratteristiche sono indicative e non vincolanti, inoltre possono subire variazioni.